

Catalyst Cortisol-tests bestellen in uw PIMS

We hebben onlangs een nieuwe test toegevoegd voor het Catalyst™ chemieplatform—de Catalyst™ Cortisol-test. Omdat de Catalyst Cortisol-test meerdere aanbevolen protocollen heeft met meerdere protocolstappen (zoals pre- en post-ACTH-stimulatie en pre-, 4-uurs en 8-uurs laaggedoseerde dexamethason-onderdrukking), zijn er meerdere panelen/profielen die kunnen worden geselecteerd. Volg de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat u klaar bent om de test uit te voeren wanneer u die nodig heeft.

Opmerking: Houd er bij het prijzen van Catalyst Cortisol-tests rekening mee dat het aantal vereiste tests (zoals weergegeven in de meest rechtse kolom hieronder) per protocol zal verschillen.

Stap 1: Implementeer de nieuwe Catalyst Cortisol-panelen/profielen in uw PIMS (indien nodig).

Als u Cornerstone™ softwareversie 8.4 of nieuwer gebruikt: Koppel de Catalyst Cortisol-profielen in de grijs gearceerde kolom hieronder. Als de profielen niet verschijnen, neem dan contact op met Cornerstone Support op +1-800-695-2877.

Als u een ander praktijkinformatiebeheersysteem (PIMS) gebruikt: Schakel de Catalyst Cortisol-panelen in, activeer of voeg ze handmatig toe in de blauw gearceerde kolom hieronder (indien nodig).

Profielnamen voor Cornerstone 8.4 of nieuwer	Paneelnamen (en codes) voor andere PIMS	Gebruik met dit protocol om ...	Aantal vereiste tests
Cortisol eenmalig in rust monster	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol eenmalig - In rust (CortRest)	Sluit hypoadrenocortisme uit	1
Cort (eenmalig in rust) TherMonitor	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol enkelvoudig - Trilostane Monitoring (CortSingleTM)	Hypercortisolisme bewaken	1
Catalyst Cortisol ACTH-stimulatie	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol ACTH-stimulatietest (CortACTHPre+Post)	Diagnose van hypoadrenocortisme of hypercortisolisme	2
Catalyst ACTH Stim TherMonitor	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol ACTH-stimulatietest - Trilostane Monitoring (CortTMACTHPre+Post)	De hypercortisolisme behandeling bewaken	2
Catalyst lage-dosis dexsuppressie	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol lage-dosis dexamethason-suppressietest (CortLDDSPre + 4U + 8U)	Diagnose van hypercortisolisme	3
Catalyst hoge-dosis dexsuppressie	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol hoge-dosis dexamethason-suppressietest (CortHDDSPre + 4U + 8U)	Maak onderscheid tussen hypofyse en bijnierafhankelijke hypercortisolisme	3
Cortisol post-ACTH	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol - Post-ACTH (CortPostACTH)	Volg een "Cortisol enkelvoudig- in rust"-resultaat	1
Cortisol anders	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol - Anders (CortOther)	Anders	Kan variëren

Stap 2: Bestel het gewenste Catalyst Cortisol-paneel/profiel in uw PIMS.

Het proces voor het bestellen van tests verschilt per PIMS - zie de Help-documentatie van uw PIMS voor gedetailleerde instructies.

Stap 3: Start de Catalyst Cortisol-analyse op het IDEXX VetLab Station.

Volg de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat de resultaten op de juiste manier worden vastgelegd en om uitgebreide interpretatieve opmerkingen te ontvangen.

BELANGRIJK: Als u zowel een Catalyst One-analysator als een Catalyst Dx-analysator heeft en van plan bent de cortisolresultaten van een patiënt te ontwikkelen en / of aanvullende tests / multistep cortisol-tests uit te voeren, raadt IDEXX aan dat alle cortisol-tests op dezelfde analysator met hetzelfde monstertype worden uitgevoerd.

Voor de eerste cortisoltesten		Voor aanvullende tests/meerfasige cortisoltests*
Catalyst One™ - chemieanalyser	Start de analyse op het IDEXX VetLab™ Station. Tik op het scherm 'Instrumenten selecteren' op de Catalyst One en tik vervolgens op Cortisol . Selecteer het gewenste protocol en de aanvullende protocolstappen, tik op Opslaan en tik vervolgens op Uitvoeren .	Alle protocolstappen die zijn geselecteerd toen de eerste test werd verwerkt, verschijnen in de lijst 'In behandeling' op het thuis scherm van het IDEXX VetLab Station. Als het tijd is om het volgende monster te verwerken, tikt u op de volgende beschikbare test in de lijst, op In de wachtlijst en vervolgens op Analyse starten .
Catalyst Dx™ - chemieanalyser	Start de analyse zoals u gewend bent op het IDEXX VetLab-station. Aan het einde van de test identificeert u het protocol en de protocolstap wanneer daarom wordt gevraagd en tikt u vervolgens op Versturen . Opmerking: Als u ervoor kiest om het protocol/de protocolstap later in te voeren, tikt u op de patiënt in de lijst 'In behandeling', tikt u op Details toevoegen en selecteert u vervolgens de protocolinformatie van de patiënt.	Om ervoor te zorgen dat extra resultaten worden gegroepeerd met het eerste resultaat en om interpretatieve opmerkingen te ontvangen: 1. Zoek het eerste cortisolresultaat van de patiënt op in IDEXX VetLab Station OF selecteer de betreffende patiënt in de lijst 'In behandeling' op het thuis scherm. 2. Tik op Test toevoegen en tik vervolgens op Resultaten bijvoegen . 3. Op het scherm 'Instrumenten selecteren' selecteert u de Catalyst Dx . 4. Wanneer u aan het einde van de test hierom wordt gevraagd, selecteert u de protocolinformatie van de test en tikt u vervolgens op Versturen .

*Als aanvullende testen worden toegevoegd als een bijgevoegd resultaat bij een cortisoltest met meerdere stappen, worden de resultaten weergegeven van de laatste secundaire test (boven) tot de initiële test (onder); de uitgebreide interpretatieve opmerkingen verschijnen bij de meest recente resultaten.